

# BIORING®

## Регулируемый желудочный бандаж для лечения морбидного ожирения



### Описание и код продукции:

Код продукции	Размер (см)	Описание	Упаковка (кол-во шт. в коробке)
 RING 230 000	Ø 2,7 / 2,9	Желудочный Бандаж	1
 RING S20 000	Ø 2,1 / 2,4		1
 RING PORT P1	Small	Полисульфоновый порт	1
 RING PORT P3	Large	(поставляется с иглой Хубберта)	1
 RING PORT T1	Small	Титановый порт	1
 RING PORT T3	Large	(поставляется с иглой Хубберта)	1
Код продукции	Описание	Упаковка (кол-во шт. в коробке)	
 RING CATH 00	Желудочный зонд	1	
 RING KIT REM	Набор kit	1	

Настоящий документ не является договором публичной оферты.  
Проводитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные описание продукции и прочей информации размещенной в буклете, без какого-либо специального предварительного уведомления.  
doc BIORING.RU - 03/04/08  
Cousin Biotech S.A.S. уставный капитал компании 330 000 € - 398 460 261 RCS Lille - N°1217 FR 31 398 460 261

# COUSIN

BIOTECH

COUSIN BIOTECH  
8, rue de l'Abbé Bonpain  
59117 Wervicq-Sud  
FRANCE  
Tel. : +33 (0) 3 20 14 40 00  
Fax : +33 (0) 3 20 14 41 22  
mail : visceral@cousin-biotech.com  
www.cousin-biotech.com

Дистрибьютор :  
Россия-Москва  
ООО «Бэнтима» ( ООО «Bentima» )  
тел: +7 (495) 762-43-25  
www.cousin-biotech.ru  
www.bioring.ru

# COUSIN

BIOTECH



# BIORING®

Регулируемый желудочный бандаж для лечения морбидного ожирения



- **Гибкость желудочного бандажа**  
Изготовлен из эластичного силикона. Система заполнена низким давлением.
- **Регулируемая система**  
Позволяет уменьшить внутренний диаметр.
- **Конструкция желудочного бандажа**  
Позволяет легко инсталлировать бандаж.
- **Низкое давление**  
После инсталляции внутренняя часть бандажа полностью обхватывает желудок.
- **Длина бандажа**  
Бандажи производятся 2-х размеров: 12 см и 10,5 см - длина рабочей части бандажа обхватывающей желудок.
- **Широкий**  
Форма желудочного бандажа в закрытом состоянии имеет максимальное пятно контакта с поверхностью желудка. от 10,6 см<sup>2</sup> до 13 см<sup>2</sup> для большого размера, и от 9,3 см<sup>2</sup> до 11,4 см<sup>2</sup> для малого размера.
- **Троакар**  
Инсталляция происходит через троакар 12 мм.
- **Система фиксации замка**  
Замок фиксируется легко и эффективно.
- **Возможность реинсталляции**  
Для лучшего позиционирования.
- **Светопоглощающая поверхность бандажа**  
Хорошо видно при установке.
- **Кольцо и катетер можно легко обнаружить рентгеном**  
Легко обнаружить на рентгеновских снимках.
- **Маркированный катетер**  
Маркировка катетера облегчает установку.
- **Система фиксации порта**  
Надежная фиксация между портом и катетером обеспечивается фиксатором.
- **Имплантируемые порты**  
4 размера имплантируемых регулировочных портов:
  - большой и малый титановые
  - большой и малый полисульфоновые

Эргономичная форма.

Низкое давление в системе.

Бандаж видно на рентгеновских снимках

Катетер маркированный.

4 размера имплантируемых портов.